

## Technisches Datenblatt

## ASF-ECO mit Trichter, 600ml FD

<b>Best.-Nr.:</b>	177 111
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, 600ml FD
<b>Angewandte Norm:</b>	DIN EN 15154-4
<b>Verwendung:</b>	Die ersten Sekunden nach einem Unfall, bei dem die Augen gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren, sind entscheidend, um die Verletzung möglichst gering zu halten. Augenduschen ohne Wasseranschluss (Augenspülflaschen) sind konstruiert und vorgesehen, um in unmittelbarer Nähe von Personen in potenziell gefährlichen Arbeitsbereichen gehalten zu werden. Die Hauptaufgabe dieser Geräte ist die Erste-Hilfe-Versorgung.
<b>Beschreibung:</b>	Die EKASTU Augenspülflaschen werden gemäß DIN EN 15154-4 hergestellt und stellen ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß Richtlinie 93/42 EWG, dar.
<b>Materialien:</b>	Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.  Flasche: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) Trichter: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Deckel: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
<b>Gewicht:</b>	ca. 685 g
<b>Kennzeichnung:</b>	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Hersteller/-adresse Produkt-Bezeichnung gültige Norm Informationsbroschüre des Herstellers beachten LOT-Nr. Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY) CE-Kennzeichnung Lagerbedingungen
<b>Handhabung:</b>	Augenspülflasche erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen.
<b>Bereithaltung:</b>	Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten. Die Augenspülflasche ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen.
<b>Warnhinweis:</b>	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!
<b>Verwenderhinweise:</b>	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.

## Technisches Datenblatt **ASF-MINI-ECO mit Trichter, 200ml FD**

<b>Best.-Nr.:</b>	177 112
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	EKASTU-Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, 200ml FD
<b>Angewandte Norm:</b>	DIN EN 15154-4
<b>Verwendung:</b>	Die ersten Sekunden nach einem Unfall, bei dem die Augen gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren, sind entscheidend, um die Verletzung möglichst gering zu halten. Augenduschen ohne Wasseranschluss (Augenspülflaschen) sind konstruiert und vorgesehen, um in unmittelbarer Nähe von Personen in potenziell gefährlichen Arbeitsbereichen gehalten zu werden. Die Hauptaufgabe dieser Geräte ist die Erste-Hilfe-Versorgung.
<b>Beschreibung:</b>	Die EKASTU Augenspülflaschen werden gemäß DIN EN 15154-4 hergestellt und stellen ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß Richtlinie 93/42 EWG, dar.
<b>Materialien:</b>	Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.  Flasche: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) Trichter: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Deckel: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
<b>Gewicht:</b>	ca. 245 g
<b>Kennzeichnung:</b>	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Hersteller/-adresse Produkt-Bezeichnung gültige Norm Informationsbroschüre des Herstellers beachten LOT-Nr. Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY) CE-Kennzeichnung Lagerbedingungen
<b>Handhabung:</b>	Augenspülflasche erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen.
<b>Bereithaltung:</b>	Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten. Die Augenspülflasche ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen.
<b>Warnhinweis:</b>	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!
<b>Verwenderhinweise:</b>	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.